



Vos semelles réalisées en direct
GAMME PIEDS SENSIBLES

Doctolib

 MONDIAL PODO

OPCT® MOUSSE GAMME PIEDS SENSIBLES : ORTHO CONFORT

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR avant-pied	TYPE DE CAPITON	VOLUME CHAUSSANT (chaussures orthopédiques ou grand confort)	EXEMPLES DE RÉALISATION (Vues de dessous Contact chaussure)
STANDARD + + ● ●				
Bi-densité en avant-pied	 6,5 mm			
VOLUME + + + +				
Bi-densité en avant-pied	 13 mm			
STABILITY + + + ●				
Bi-densité en avant-pied	 6,5 mm			
COMFORT + + + ● ●				
Tri-densité en avant-pied	 8,5 mm			
CUSHIONING PREMIUM + + ● ●				
Tri-densité en avant-pied	 8,5 mm			

OPCT® MOUSSE GAMME PIEDS SENSIBLES : ORTHO CONFORT

Une gamme d'orthèses de confort, pré-pensées, pré-moulées avec BRC, légères et personnalisables, selon le capiton plantaire du patient : atrophié, faible, moyen ou normal.



STANDARD

OPCT®-OC STANDARD

POUR PIED AVEC CAPITON NORMAL

Orthèse de confort pour répartition d'appui avec capiton plantaire normal. Base d'orthèse semi-rigide.

Pointures :
34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48

OPCT®-OC STANDARD

P17ORTH00001_D


OPCT®-OC STANDARD

P17ORTH00001_G

VOLUME CHAUSSANT



Composition de l'orthèse bi-densité en avant-pied :



Dessous
Contact chaussure

Dessus
Contact pied

VOLUME

OPCT®-OC VOLUME


POUR PIED AVEC CAPITON ATROPHIÉ

Orthèse de confort pour pied neurotrophique ou capiton atrophié ayant besoin d'évidement local pour chaussure à volume chaussant très confortable.

Pointures :
34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48



Composition de l'orthèse bi-densité en avant-pied :



OPCT®-OC VOLUME

P170RTH00007_D

OPCT®-OC VOLUME

P170RTH00007_G

VOLUME CHAUSSANT



Dessous
Contact chaussure

Dessus
Contact pied

STABILITY

OPCT®-OC STABILITY


POUR PIED AVEC CAPITON MOYEN

Orthèse de confort pour pied avec capiton plantaire moyen. Base d'orthèse rigide.

Pointures :
34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48



Composition de l'orthèse bi-densité en avant-pied :



OPCT®-OC STABILITY

P170RTH00003

VOLUME CHAUSSANT



Dessous
Contact chaussure

Dessus
Contact pied

COMFORT +

OPCT®-OC COMFORT+

POUR PIED AVEC CAPITON FAIBLE

Orthèse de confort pour pied sensible et capiton plantaire faible.
Base d'orthèse rigide.

Pointures :
34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48

OPCT®-OC COMFORT+


P170RTH00005



VOLUME CHAUSSANT



Composition de l'orthèse tri-densité en avant-pied :



Dessous
Contact chaussure

Dessus
Contact pied

CUSHIONING PREMIUM

OPCT®-OC CUSHIONING PREMIUM

POUR PIED AVEC CAPITON TRÈS FAIBLE

Orthèse de confort pour pied sensible et capiton très faible. Variante de la version OPCT®-OC COMFORT+ avec un avant-pied très souple. Base d'orthèse rigide.

Pointures :
34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48

OPCT®-OC CUSHIONING PREMIUM


P170RTH00006



VOLUME CHAUSSANT



Composition de l'orthèse tri-densité en avant-pied :



Dessous
Contact chaussure

Dessus
Contact pied